

世界のメディカル良品を国際プライスで。

..... ジャパン・メディカル・ネット



A Hill-Rom Company

Aspen Surgical OR Disposables ベッセルループ (外科用テープ)

世界で認められたAspen Surgical社(USA) のベッセル・ループ。永年の経験で培われたアスペン社の技術とノウハウが凝縮された製品です。

主な用途：

- 心臓血管外科や胸部外科手術における血管等の識別
- 泌尿器科手術での尿管等の一時的保持や識別
- 整形外科、形成外科の手術における腱、神経、血管等の一時的保持や識別

カラーバリエーション：

組織の識別が容易な 赤、青、白、黄 のカラーバリエーションがあります。

長さ：

用途によって最適な使い分けができるよう406 mm、559 mm、762 mmの三種類の長さのテープがあります。

シリコン：

原材料は、医療グレードの高品質シリコンを使用しています。

楕円形状処理：

血管、神経、腱などを傷つけるリスクを軽減するため楕円形状です。

X線不透過性：

X線下でも識別できるようX線不透過の素材を用いています。

ラテックスフリー：

アレルギー反応を軽減するラテックスフリー製品です。

滅菌パック：

滅菌パックは二重包装になっています。

世界のメディカル良品を国際プライスで。

..... ジャパン・メディカル・ネット



A Hill-Rom Company

Aspen Surgical OR Disposables

ベッセル・ループ 価格表

価格改定:2015/6/1

名称	寸法(幅×長さ)	商品番号	定価(税別)
ベッセルループ ミニ (長さ/406 mm)	約 2.0 mm × 406mm (1 箱、2 本入パック x 10)	011001 (赤)	4,800 円
		011002 (青)	4,800 円
		011003 (黄)	4,800 円
		011004 (白)	4,800 円
ベッセルループ マキシ (長さ/406 mm)	約 3.0 mm × 406mm (1 箱、2 本入パック x 10)	011011 (赤)	4,800 円
		011012 (青)	4,800 円
		011013 (黄)	4,800 円
		011014 (白)	4,800 円
ベッセルループ スーパーマキシ (長さ/559 mm)	約 5.0 mm × 559mm (1 箱、2 本入パック x 10)	011021 (白)	8,000 円
		011022 (青)	8,000 円
ベッセルループ マイクロミニ (長さ/406 mm)	約 1.0 mm × 406mm (1 箱、2 本入パック x 10)	011032 (青)	8,000 円
ベッセルループ ミニ (長さ/762mm)	約 2.0 mm × 762mm (1 箱、2 本入パック x 10)	011301 (赤)	8,000 円
		011302 (青)	8,000 円
		011303 (黄)	8,000 円
		011304 (白)	8,000 円
ベッセルループ マキシ (長さ/762mm)	約 3.0 mm × 762mm (1 箱、2 本入パック x 10)	011311 (赤)	8,000 円
		011312 (青)	8,000 円
		011313 (黄)	8,000 円
		011314 (白)	8,000 円

2015年6月1日価格改定

- 上記価格に消費税が加算されます。
- ご注文の数量に関わらず送料400円(税別)が必要です。
- 上記価格は予告なく変更することがあります。
- ご不明な点はジャパン・メディカル・ネット事務局までお問合せ下さい。

ガデリウス・メディカル株式会社

ジャパン・メディカル・ネット事務局

URL は <http://www.japan-medical-net.com> TEL078-331-6674

ガデリウス・メディカル株式会社ジャパン・メディカル・ネット事務局 医療機器製造販売届出番号:14B1X00004000046